

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

v rámci zkvalitnění služeb laboratoře bychom Vás rádi informovali o změně metody detekce okultního krvácení ve stolici.

### **Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici**

Výhody FOB Gold metodiky:

- ✚ velmi vysoká senzitivita
- ✚ výsledek testu není ovlivněn subjektivním vizuálním
- ✚ hodnocením žádné ovlivnění výsledku způsobem odběru stolice
- ✚ odpadá nutnost vizuálního kvalitativního hodnocení (pozitivní - negativní)

Speciální odběrová zkumavka slouží nejen jako zařízení pro hygienický a kvantitativní odběr vzorku, ale funguje zároveň jako hygienické a praktické zařízení pro jeho uchování.

A - uzávěr, který se vyjme před vlastní analýzou

B - extrakční pufr pro rozpuštění a uchování vzorku

C – zelený uzávěr doplněný o speciální tyčku pro odběr vzorku



Vzorek odebraný ve zkumavce, skladovaný při teplotě 2 – 8 °C bez přístupu světla, je stabilní nejméně 1 týden.

**Zkumavky budou lékařům distribuovány z laboratoře Česká laboratorní.**

Hodnoty hemoglobinu (95% rozsah průměrných hodnot):

- ✚ při normálním kolonoskopickém nálezů: 25 – 45 ng/ml
- ✚ u nepokročilých adenomů: 140 – 263 ng/ml
- ✚ u pokročilých adenomů: 315 – 654 ng/ml
- ✚ u karcinomů: 697 – 1477 ng/ml.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na naší zelené lince: 800 555 858.